



**Biomédica
Peninsular**

LÁMPARA LED DE QUIRÓFANO

ECOMED SERIE GLORY



- PANTALLA TÁCTIL.
- PUNTO FOCAL Y CAMPO AJUSTABLE.
- POSIBILIDAD DE ELEGIR ENTRE DISTINTAS TEMPERATURAS DE LUZ.
- MATERIAL DE CALIDAD.
- LARGA VIDA Y AHORRO DE ENERGÍA.
- ÚLTIMA TECNOLOGÍA.
- NO GENERA SOMBRA.
- EMITE UNA LUZ FRÍA.
- BATERÍA OPCIONAL (PARA MODELOS MÓVILES).

ESPECIFICACIONES

PANTALLA TÁCTIL

EL COLOR DE LA TEMPERATURA Y EL BRILLO PUEDE SER AJUSTADO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA OPERACIÓN POR MEDIO DEL PANEL DE CONTROL CON LA PANTALLA TÁCTIL.

ENFOQUE Y AJUSTE DE CAMPO

LOS DOCTORES PUEDEN AJUSTAR EL ENFOQUE Y AJUSTAR EL CAMPO DE LA LUZ SEGÚN SUS NECESIDADES.

ELECCIÓN DE DIFERENTES TONOS DE TEMPERATURA

CUENTA CON CINCO TONOS DE TEMPERATURA A ELEGIR PARA LAS DISTINTAS NECESIDADES DURANTE LAS OPERACIONES.

MATERIAL DE CALIDAD

ESTA FABRICADO CON MATERIALES DE ALTA CALIDAD.

LARGA VIDA Y AHORRO DE ENERGÍA

EL FOCO LED TIENE UNA VIDA UTIL DE HASTA 80 000 HRS, SIN NECESIDAD DE CAMBIARLO POR 15 AÑOS, REDUCIENDO SU MANTENIMIENTO.

ÚLTIMA TECNOLOGÍA

CON LA TECNOLOGÍA CAD/CAM, JUNTO CON MATERIALES DE RECUBRIMIENTO ÓPTICO PERMITE QUE EL ALCANCE DE LA LUZ PUEDE SER DE 1200MM, GRACIAS AL DISEÑO DE LOS SÁTELITES LA INTERFERENCIA DEL FLUJO LAMINAR VERTICAL Y LA PERTUBACIÓN VISUAL DENTRO DEL QUIRÓFANO PERMANECEN DENTRO DEL NIVEL MINÍMO.

NO GENERA SOMBRA

CON LA COMBINACIÓN DE LA LUZ LED Y CON LA PRECISIÓN DE LA COMPUTADORA PUEDE DETERMINAR LA POSICIÓN PARA ALCANZAR EL MEJOR EFECTO SIN SOMBRA. CUENTA CON UN ALTO RENDIMIENTO DE BRILLO, PROFUNDIDAD Y ESPACIO DE ALCANCE.

EFECTO DE LUZ FRÍA

USANDO LA NUEVA FUENTE DE LA LUZ FRÍA NO SE PRODUCIRÁ LUZ INFRARROJA, DIFÍCILMENTE SE SENTIRÁ UNA TEMPERATURA ELEVADA EN LA CABEZA DEL DOCTOR O EN EL ÁREA DE CIRUGÍA.



PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES DE LA LUZ DE OPERACIONES LED DE LA SERIE GLORY

ITEM	G6	G3
ILUMINACIÓN (LUX)	80,000-180,0000	60,000-150,0000
OPCIONES DE COLOR DE TEMPERATURA (LUX)	3,900-4200,4500,4800,5000	3,900-4200,4500,4800,5000
ÍNDICE DE REPRESENTACIÓN DE COLOR (CRI)	97	97
INTERVALO DE AJUSTE DE LUZ	10%-100%	10%-100%
AUMENTO DE LA TEMPERATURA	0.5°C	0.5°C
PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN (CM)	120	120
Es (W/M2)	530	470
Ee/Ec (mW/m2lux)	3.3	3.3
DIÁMETRO (mm)	160-350	160-350
CONSUMO DE ENERGÍA	60	40
AJUSTE DE ALTURA (CM)	118	118
POTENCIA DE ENTRADA	100-240 VAC 50/60 Hz	100-240 VAC 50/60 Hz





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.