



**Biomédica
Peninsular**

MÁQUINA DE ANESTESIA

MINDRAY WATO EX-30



La máquina de anestesia Wato EX-35 de Mindray combina tecnología avanzada con características ergonómicas, asegurando seguridad y eficiencia.

Equipada con controles intuitivos, la Wato EX-35 facilita la administración precisa de anestesia durante procedimientos quirúrgicos. Además, su diseño modular permite adaptarse fácilmente a diversas necesidades clínicas.

La Wato EX-35 ofrece múltiples modos de ventilación, asegurando la capacidad de manejar una amplia gama de situaciones respiratorias. Asimismo, su sistema de absorción de CO₂ garantiza una eliminación eficiente de gases durante la ventilación.

La conectividad avanzada de la Wato EX-35 permite la integración con sistemas de monitoreo y registros electrónicos de pacientes, mejorando la coordinación y el seguimiento durante la anestesia. Con características de seguridad mejoradas como alarmas audibles y visuales, la Wato EX-35 alerta rápidamente sobre cambios en las condiciones del paciente, facilitando respuestas inmediatas del equipo médico.

Su diseño compacto y móvil facilita su uso en diferentes entornos quirúrgicos, desde salas de operaciones hasta unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, esto asegura una atención continua y efectiva al paciente.

La máquina de anestesia Wato EX-35 está diseñada para minimizar el consumo de gases anestésicos y reducir los costos operativos sin comprometer la calidad del cuidado del paciente.

Con una interfaz ergonómica y pantallas claras, la Wato EX-35, debido a ello, proporciona información vital de manera accesible y comprensible para los anestesiólogos y el personal quirúrgico.

Su sistema de calentamiento y humidificación de gases protege las vías respiratorias del paciente, por esta razón, mantiene condiciones óptimas durante la ventilación y la anestesia.

La Wato EX-35 de Mindray cumple con estándares internacionales de seguridad y calidad, garantizando un rendimiento confiable y consistente en entornos clínicos exigentes.

CARACTERÍSTICAS

- Incluye vaporizador sevoflurano.
- Pantalla táctil de 10.4 pulgadas.

Modos de ventilación:

- VCV.
- PCV.
- SIMV VC.
- SIMV PC.
- PSV + Ventilación por apnea.
- Manual.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.