

**Biomédica
Peninsular**

CAMA HOSPITALARIA


MANUAL 3 POSICIONES



CARACTERÍSTICAS

- Cama hospitalaria manual de 3 posiciones.
- Plataforma de acero y acabado en pintura epóxica resistente a astillas, raspones y polvo.
- Cabecera y piecera ultraligeras en PVC (ABS).
- Barandales plegables de un movimiento.
- Ruedas con frenos de absorción de impactos.
- Accesorios: Colchón de 8 cm, mesa de comida y porta suero.
- Capacidad de usuario: 250 kg.
- Ángulos: Espalda 0-85°, piernas 0-45°.
- Rango de elevación de 45-75 cm.
- Medidas: 2.08 largo x 0.96 ancho x 0.50 altura.
- Peso neto 80 kg.





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.