



Biomédica
Peninsular

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

ROYAL MEDITECH RES-3A



ESPECIFICACIONES

- PANTALLA DIGITAL DE ALTA DEFINICIÓN.
- FUNCIÓN DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA.
- CUENTA CON UNA FUNCIÓN MEMORIA, RECUERDA LA ÚLTIMA CONFIGURACIÓN UTILIZADA EN EL EQUIPO.
- CUENTA CON UN CIRCUITO DE MONITOREO DE ELECTRODO NEUTRO, EVALUACIÓN DE LAS PLACAS EN LA PIEL.
- COMIENZO DE PRUEBA, REDUCE EL NIVEL DE PELIGRO UNA VEZ QUE SE HAYA DETECTADO EN EL ÁREA, CORTA AUTOMÁTICAMENTE LA SALIDA DEL SISTEMA Y EMITE UNA ALARMA.
- DETECTA PLACAS NEUTRAS BIPOLARES Y MONOPOLARES.
- CUENTA CON UNA FUNCIÓN DE COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA, SUMINISTRO DE ENERGÍA ESTABLE, CON UNA PERDIDA MÍNIMA.
- PUEDE SER UTILIZADO PARA CORTES BAJO EL AGUA, INCLUSO UN CORTE EN UN ÁREA CON TEJIDO ABUNDANTE.
- PUEDE SER UTILIZADO CON ENDOSCOPIA E HISTEROSCOPIA

ESPECIFICACIONES

POTENCIA DE SALIDA	400 W
CINCO MODOS DE SALIDA	CORTE: 400 W CORTE MIXTO: 150 W COAGULACIÓN SUAVE: 100 W COAGULACIÓN FUERTE: 80 W COAGULACIÓN BIPOLAR: 50 W
RANGO DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA	86.0~106.0 kPa
SUMINISTRO DE ENERGÍA	250 V ± 122V.50Hz±1
FRECUENCIA DE TRABAJO	360~ 460 kHz
POTENCIA NOMINAL DEL EQUIPO	880VA ±10%
TIPO DE DISPOSITIVO	CF
CONSUMO DE ENERGÍA DEL EQUIPO	≤1000 VA



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.