



**Biomédica
Peninsular**

CUNA RADIANTE

ROYAL MEDITECH RBW-3A/3B



RBW-3A

- Temperatura de la piel y control manual por microordenador.
- Alarma de sobre calentamiento.
- Ajuste disponible de la inclinación del radiador y del colchón.
- Con un foco de iluminación.
- Temporizador APGAR.
- Conector RS-232.

RBW-3B

- Basado en RBW-3A, agregado con fototerapia.

ESPECIFICACIONES

RBW-3A/3B

- Requerimiento eléctrico: ~ 220V 50Hz or ~ 230V 60Hz.
- Poder de consumo: $\leq 700\text{VA}$.
- Rango de temperatura -modo aire: $25.0^{\circ}\text{C} \sim 37.0^{\circ}\text{C}$.
- Alarma de sobre calentamiento: $< 38.0^{\circ}\text{C}$.
- Rango de temperatura modo alto: $37.1^{\circ}\text{C} \sim 38.0^{\circ}\text{C}$.
- Rango de temperatura modo alto: $< 39.0^{\circ}\text{C}$.
- Alarma de desviación de temperatura: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$.
- Precisión del sensor de piel: $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$.
- Uniformidad de temperatura del colchón: $\leq 2.0^{\circ}\text{C}$.
- Uniformidad de temperatura del colchón: $\leq 30\text{min}$.
- Tiempo APGAR: 1 min, 5 min, 10 min.


CARACTERÍSTICAS

RBW-3A/3B


- Pantalla: LED.
- Sensor de temperatura de piel: SI
- Succión: Opcional.
- Botella O2.: Opcional.
- Bandeja de rayos X: Opcional.



**UNIDAD DE FOTOTERAPIA DE TUBO
(OPCIONAL).**



**CABEZAL DE RADIACIÓN QUE PUEDE
SER AJUSTADO EN ÁNGULO
HORIZONTAL.**



SUCCIÓN DE BAJA PRESIÓN



**AJUSTE DE INCLINACIÓN DEL
COLCHÓN**



**BANDEJA DE RAYOS X
(OPCIONAL).**



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.