



**Biomédica
Peninsular**

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN

ELÉCTRICA 5 POSICIONES



Cama diseñada para pacientes que requieren una mayor movilidad de la cama, ya que incluye las 2 posiciones de trendelburg a su disposición.

Con un colchón mas reconfortante para su manejo.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de acero y acabado en pintura epoxica resistente a astillas, raspones y polvo.
- Cabecera y Piecera ultra ligeras en PVC (ABS).
- Barandales plegables de un movimiento con funciones integradas.
- Ruedas con frenos de absorción de impactos.
- Accesorios: Colchón de 10 cm, porta sueros y control remoto.
- 3 motores para movimiento en cabecera, piecera y altura.
- 1 Motor para los movimientos de trendelburg (inclinación posterior y anterior).
- Capacidad de usuario: 175 kgs.
- Altura ajustable: +45-80 cm.
- Ángulos: Espalda 0-85° Piernas 0-45° reposapiés 0-25°.
- Posiciones Trendelburg posterior y anterior.
- Medidas: 2.10 largo x 0.98 ancho x 0.47 altura.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.