



**Biomédica
Peninsular**

CARRO ROJO

ROYAL MEDITECH RMET-11



CARACTERÍSTICAS

- Material ABS, Aluminio y Acero Inoxidable.
- Ruedas silenciosas giratorias con frenado.
- 5 Cajones, 2 chicos, 2 medianos y 1 grande.
- Contenedor para punzocortantes.
- Permite su uso desde la lateral izquierda o derecha.

PARTE SUPERIOR

La superficie superior del carro rojo es de plástico ABS, cuenta con un concentrado para objetos punzo cortantes y su diseño empotrado evita que los artículos se deslicen. Esta equipado con barandales en ambos lados fabricados de acero inoxidable. Su diseño permite el uso del carro rojo desde la lateral izquierda o la derecha.

LATERAL IZQUIERDA

La plataforma del desfibrilador se puede reemplazar con un marco de infusión. Cuenta con un cajón de expedientes desmontables.

LATERAL DERECHA

El portasueros ajustable se puede desmontar para colocar una plataforma en la lateral izquierda o derecha. Cuenta con un bote desmontable.

PARTE TRASERA

Detrás del carro rojo se cuenta con un tablero de desfibrilación, 1 porta tanque de oxígeno y 1 cable de alimentación.

PARTE FRONTAL

Esta equipado con 5 cajones:

- Los dos cajones chicos con un espacio interno de 43 x33.5x6.8 cm con divisores de extracción de 8 cm.
- Los dos cajones medianos cuenta con un espacio interno de 43 x 33.5 x 11 cm con divisores de extracción de 24 cm.
- El cajón grande cuenta con un espacio interno de 43 x 33.5 x 22 cm, existen separadores de 3x 3 en el cajón.

Las manijas son de tipo arco, tiene cerradura y cuenta con una ranura transparente anti polvo e impermeable para colocar una tarjeta de identificación de medidas 11.5 x 2.8 cm.

PARTE INFERIOR

4 ruedas giratorias, silenciosas, antiestáticas con sistema de frenado.



ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 75 x47.5 x93 cm.

Dimensiones del embalaje: 77 x 54 x97 cm.

Peso bruto: 45.4 kg.

Materiales: principalmente de aluminio, acero y ABS.





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.