



**Biomédica  
Peninsular**

# **CAMA DE HOSPITALIZACIÓN**

## **MANUAL 2 POSICIONES**



Construcción robusta en acero inoxidable con revestimiento epóxico antibacterial. Porta suero adaptable y removible equipado con ganchos de alta resistencia.

Superficie desayunadora removible, elaborada en plástico ABS duradero y resistente a impactos.

Colchón ortopédico segmentado de grado médico, diseñado con características antibacterianas, repelentes a líquidos y con retardante de fuego integrado.

Nuestra cama hospitalaria está diseñada para brindar comodidad, seguridad y atención médica de primera calidad tanto en hospitales como en el confort de su hogar.

Fusionando comodidad insuperable, excelencia en calidad y un diseño estético, este modelo es perfectamente adecuado para entornos hospitalarios, clínicas o para aquellos que requieren una cama hospitalaria de primera línea. Es la elección definitiva para quienes buscan rendimiento superior sin comprometer el confort y la estética.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Estructura de acero inoxidable con pintura epóxica antibacterial, capaz de soportar hasta 175 kg de peso.
- Ruedas de alta calidad con giro de 360° y bloqueo individual.
- Barandales de aluminio plegables de alta resistencia.
- 2 manivelas para ajuste en cabecera y piecera.
- Cabecera y piecera desmontables, fabricadas con plástico ABS resistente al impacto

## ESPECIFICACIONES

- Altura de la cama: 60 cm.
- Grados de inclinación del respaldo: 0 a 75°.
- Grados de inclinación de la rodilla: 0 a 30°.
- Ruedas: Giratorias con movimiento de 360°.
- Seguro: En cada llanta.
- Largo del porta suero: Ajustable de 87 a 163 cm.
- Medidas del colchón: 190 x 90 x 6 cm.
- Material: Acero inoxidable y plástico ABS.
- Portanombres en la piecera de la cama.

### Especificaciones del Colchón

- Colchón Seccionado Grado Médico.
- Medidas: 195 x 90 cm.
- Espesor: 5 cm.
- Color: Azul.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**