

**Biomédica
Peninsular**

MESA DE CIRUGÍA

ECOMED ECOBASE 8500



CARACTERÍSTICAS

- Colchón antiestático, a prueba de agua, diseño sin costuras y removible.
- Movimiento en 8 direcciones con función antichoque por control remoto.
- El sistema de la mesa tiene un soporte de peso alto y su diseño facilita su limpieza.
- La energía de la batería da un uso para 80 - 100 operaciones.
- Regresa a su posición original con un solo botón.
- Acceso para el arco en c.
- Uso de pedal para facilitar su manejo y el movimiento.


ESPECIFICACIONES

- El colchón está cubierto con piel de calidad, una esponja de una sola pieza de alta densidad, diseño sin costuras, antiestático y a prueba de agua.
- Varias de las acciones están controladas por un motor DC de bajo voltaje con energía de respaldo avanzado, lo que permite mover el cuerpo de la cama 300 mm hacia 8 direcciones.
- Función de bloqueo automático a través del procesamiento MCU para evitar activarlo por error.
- Se usa acero inoxidable de calidad para la construcción de la cama, es fácil de limpiar y de esterilizar.
- El sistema de la mesa soporta un peso alto de 200 KG.
- Acero al carbón de calidad es usado para la cubierta de la cama, es compatible para usarse con el arco en C y otros aparatos de rayos X.
- Diseñado especial para el pedal, dispositivo que facilita mover a las diferentes posiciones para las operaciones.
- Diferentes accesorios se pueden utilizar en las distintas posiciones según la operación.

PARÁMETROS Y ESPECIFICACIONES

Largo de la mesa (mm)	2040	Tablero hacia abajo	25°
Ancho de la mesa (mm)	520	Inclinación (izq) Inclinación (der)	18°
Ajuste de la altura (mm)	710-1110	Cabecera hacia arriba	40°
Capacidad de carga (mm)	400	Cabecera hacia abajo	90°
Rev. Trenbelemburg	25°	Lumbar esquina superior	150
Tablero de espalda hacia arriba	75°	Lumbar esquina inferior	15
Voltaje principal	110-240 V 50Hz	Tablero de la cintura	0-100





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.