



Biomédica
Peninsular

DESFIBRILADOR

MINDRAY BENEHEART D2



El desfibrilador BeneHeart D2 de Mindray es un dispositivo esencial para situaciones de emergencia. Diseñado para uso profesional, ofrece una interfaz intuitiva que facilita su operación en momentos críticos. Además, su tamaño compacto y portabilidad aseguran que pueda ser transportado fácilmente a cualquier lugar necesario.

Este desfibrilador está equipado con una pantalla de alta resolución que proporciona información clara y detallada sobre el estado del paciente y las instrucciones a seguir. Además, incluye modos tanto manuales como automáticos, permitiendo una adaptación a diferentes niveles de experiencia del usuario.

El BeneHeart D2 utiliza tecnología bifásica avanzada, garantizando una desfibrilación eficaz con la menor cantidad de energía necesaria. Esto reduce el riesgo de daño al tejido cardíaco. Además, el dispositivo cuenta con un sistema de autoevaluación regular, asegurando que esté siempre listo para su uso.

Para mayor seguridad, el desfibrilador tiene una guía por voz que asiste al usuario durante todo el proceso de reanimación. Esta característica es crucial para mantener la calma y asegurar que se sigan los pasos correctos en situaciones de alta presión. Además, la función de monitoreo continuo permite una evaluación constante del ritmo cardíaco del paciente.

El BeneHeart D2 está diseñado para ser robusto y resistente, capaz de soportar las duras condiciones que a menudo se encuentran en situaciones de emergencia. Además, su batería de larga duración asegura que el dispositivo esté operativo por períodos prolongados, incluso en ubicaciones sin acceso inmediato a una fuente de energía.

La conectividad del dispositivo con sistemas de gestión de datos hospitalarios facilita la transferencia de información y el seguimiento del paciente. Esto es especialmente útil para la integración de registros médicos y la coordinación del cuidado posterior a la emergencia.

Además, el desfibrilador BeneHeart D2 incluye electrodos preconectados y fácilmente reemplazables, lo que minimiza el tiempo de preparación y maximiza la eficacia del tratamiento. Su diseño ergonómico asegura una fácil manipulación, incluso en condiciones estresantes.

La durabilidad del BeneHeart D2 se complementa con un mantenimiento sencillo, permitiendo que el dispositivo sea limpiado y desinfectado rápidamente, asegurando siempre su disponibilidad y funcionalidad.

En conclusión, el desfibrilador BeneHeart D2 de Mindray es una herramienta vital en la atención de emergencias cardíacas. Su tecnología avanzada, facilidad de uso, y características de seguridad lo convierten en una opción ideal para profesionales de la salud. Este dispositivo no solo mejora las posibilidades de supervivencia en situaciones críticas, sino que también facilita un manejo eficiente y seguro del paciente.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Desfibrilador manual
- Desfibrilador automático (DEA)
- Marcapasos
- Monitor

PARÁMETROS MONITORIZADOS

- ECG



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.