



Biomédica
Peninsular

LÁMPARA QUIRÚRGICA

MINDRAY Hyled 600



CARACTERÍSTICAS

- Lámpara de examinación con avanzada tecnología LED.
- Tiene una vida útil con garantía de 60,000 horas.
- Intensidad de luz central 130,000 lux.
- Modo ambiente a través de una tecla de control separada.
- Mejor calidad de iluminación para mostrar color natural en tejidos.
- Diseño que minimiza las turbulencias y permite disponer de mejores condiciones de esterilidad.
- Autonomía 10 horas.
- Control de Intensidad de luz en 10 pasos.

ESPECIFICACIONES

- Iluminación central (a 1 m de distancia): 130,000lux/por cúpula.
- Diámetro de la luz de campo (a una distancia de 1 m): 220mm.
- Profundidad de la iluminación (20%): 1,200mm.
- Profundidad de la iluminación (60%): 600mm.
- Temperatura del color: 4,350K.
- Índice de rendimiento de color (Ra): 96.
- Índice de reproducción cromática (R9): 96.
- Vida útil de la bombilla: $\geq 60,000$ h.
- Rango de regulación: 5-100%.
- Dimensión cabezal de la lámpara: 540mm.
- Número de bombillas LED: 18.
- Max. el consumo de energía de todas las fuentes de luz: 65w.

ESPECIFICACIONES

- Requerimientos de Energía.
- Tensión a la entrada: 100 a 240 VAC.
- Frecuencia: 50/60Hz.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.