



**Biomédica
Peninsular**

CAMILLA

**ROYAL MEDITECH TRANSFER
TROLLEY**



Esta camilla de traslado manual es ideal para adultos mayores, enfermos, discapacitados y personas que requieren una reubicación para continuar con sus cuidados especiales en el hogar. Fabricada para ofrecer una operación fácil y práctica en un diseño que proporciona comodidad, estilo y calidad.

Elevación de Respaldo: Ángulo de elevación de espalda de 0° a 75°, cuenta con 4 tiras de seguridad para prevenir deslizamientos no deseados, brindando tranquilidad tanto al paciente como al personal médico.

Altura ajustable: Cambia la altura de la camilla con la manivela de 50cm de altura mínima a 80cm de altura máxima.

Fabricada con tubos resistentes, proporciona un soporte sólido y seguro para pacientes de diferentes pesos. La tapa de goma protege los tornillos de la corrosión, asegurando una larga vida útil. Equipada con ruedas laterales dobles de 6 pulgadas, bloqueables con un simple pedal, ofrece una movilidad excepcional y estabilidad óptima. La rueda de dirección facilita su manejo, permitiendo que una sola persona pueda desplazarla con facilidad y precisión.

ESPECIFICACIONES

- Longitud Total de la camilla: 190 cm
- Ancho Total de la camilla: 64 cm
- Altura mínima de la camilla: 50 cm
- Altura máxima de la camilla: 80 cm
- Máximo peso soportado: 200 kg

INCLUYE

- Portasuero
- Soporte para tanque de oxígeno
- Colchón de transferencia de 3 cm de grosor



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.