



**Biomédica
Peninsular**

CUNA TÉRMICA

GE HEALTHCARE GIRAFFE



Los bebés en la UCIN necesitan una cama cálida y cómoda que fomente su desarrollo. La cuna térmica Giraffe, gracias a su diseño totalmente revolucionario, suministra calor de forma continua, al tiempo que ofrece al personal médico acceso y visibilidad totales. Sus nuevas características y opciones integradas reducen al mínimo el equipo auxiliar necesario en el área de asistencia.

Su exclusivo patrón de calentamiento (Hourglass Heat Profile) optimiza la distribución del calor sobre el colchón y el bebé, al tiempo que reduce al mínimo el calor que recibe el personal médico. Su calentador en forma de disco permite un acceso completo a la cama y ofrece una terapia de calor estable durante las intervenciones.

UNA NUEVA FORMA DE CUIDADOS NEONATALES

El equipo está dotado de un panel de control con una pantalla en color fácil de leer, incluso a distancia. Presenta gráficos en color para hacer un seguimiento de las tendencias tanto de temperatura como de SpO2 y peso. El sistema de silenciamiento de alarmas manos libres permite silenciar las alarmas con un simple movimiento de la mano, sin tocar ninguna superficie minimizando así el riesgo de contaminación e infecciones. Durante el modo de calentamiento no existen molestas alarmas, de modo que el área se mantiene silenciosa y agradable para el bebé, la familia y el personal médico.

Las luces de observación atenuables e integradas y la luz de procedimiento dirigible reducen la necesidad de uso de iluminación externa adicional. Son totalmente regulables, para ofrecer la iluminación necesaria en el momento y el lugar precisos.

También cuenta con opciones de asistencia avanzadas para la UCIN: resucitador, que ayuda a estandarizar el procedimiento de reanimación en la UCIN, y monitorización de la saturación de oxígeno (SpO2). Ambas opciones están totalmente integradas en el equipo y siempre listas para cuando necesiten ser usadas.

Para el personal médico

- Total acceso.
- Total control.
- Un nuevo nivel de cuidados neonatales.

Para el bebé

- Un entorno cálido y silencioso.
- Asistencia en un entorno acogedor.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.