



**Biomédica
Peninsular**

CARRO ROJO

FABRICACIÓN NACIONAL



CARRO ROJO DE 4 CAJONES PARA EMERGENCIAS CON PORTASUERO.

ESTRUCTURA FABRICADA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 24 ESMALTADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR ROJO.

CARACTERÍSTICAS

- CUATRO CAJONES PARA MEDICAMENTOS CON MANIJA INTEGRADA
- CORREDERA EMBALINADA.
- CUBIERTA Y BARANDAL DE ACERO INOXIDABLE TIPO 430 CALIBRE 22 ACABADO PULIDO.
- CUENTA CON CHAPA DE SEGURIDAD EN EL PRIMER CAJÓN AL CENTRO SUPERIOR.
- BASE PARA TANQUE DE OXÍGENO.
- BARRA PORTASUERO DOBLE.
- BARRA DE TUBO CROMADO PARA EXCELENTE DESLIZAMIENTO.

INCLUYE

- PORTAVENOCLISIS DE TUBO.
- ACABADO CROMADO CON PERILLA PARA AJUSTE DE ALTURA.
- RODAMIENTOS DE HULE DE 4" DE DIAMETRO, DOS DE ELLOS CON FRENO.
- PORTACILINDRO CROMADO CON DIAMETRO INTERIOR DE 12CM.
- PORTASUERO .
- LLANTAS ANCHAS EXTRA FUERTES.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.