



**Biomédica
Peninsular**

**LÁMPARA
QUIRÚRGICA**
MINDRAY Hyled 860



La Lámpara de Cirugía Hyled 8600 de Mindray con Doble Satélite es un sistema de iluminación quirúrgica avanzado diseñado para proporcionar una iluminación excepcional y un rendimiento óptimo en el quirófano. Este sistema LED de doble cúpula ofrece una combinación de brillo, precisión y ergonomía, adaptándose a las exigencias de procedimientos quirúrgicos complejos que requieren una iluminación amplia y uniforme.

ESPECIFICACIONES

Iluminación LED de Doble Satélite de Alto Rendimiento

- Luz LED fría y brillante en ambas cúpulas, excelente reproducción de color.
- Intensidad ajustable individualmente por satélite.

Ajuste Preciso del Campo Lumínico Dual

- Control eléctrico independiente del diámetro en cada satélite.
- Iluminación uniforme y precisa, incluso en cirugías complejas.

Temperatura de Color Variable en Cada Satélite

- Ajuste independiente de la temperatura de color por satélite.
- Luz similar a la luz del día para mejor visualización.

Diseño Ergonómico y Flexible

- Doble cúpula para posicionamiento óptimo en diferentes ángulos.
- Brazos flexibles y mangos esterilizables para fácil manejo.

Compatibilidad con Flujo Laminar

- Minimiza turbulencia para un ambiente quirúrgico estéril.

Sistema de Cámara HD/FHD (Opcional)

- Cámara integrada en uno o ambos satélites para documentación y transmisión.

Vida Útil Prolongada de los LED

- Hasta 40.000 horas, superior a bombillas halógenas



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.