



Biomédica
Peninsular

INCUBADORA

GE HEALTHCARE GIRAFFE



Las innovadoras características de la incubadora Giraffe contribuyen a fomentar el desarrollo, crecimiento y la estabilidad del paciente, al permitir al personal médico controlar factores condicionantes tales como la luz, el ruido, el calor, la humedad y el oxígeno.

Sus controles térmicos integrados (el control proporcional y el control Cascade) permiten un control de precisión, ajustándose a las necesidades térmicas del bebé y minimizando el riesgo de estrés térmico. Durante una intervención en la que sea necesario un acceso completo al bebé, la cortina de aire (Boost Air Curtain) incrementa la velocidad del ventilador para mantener la temperatura del aire dentro del entorno.

El modo WhisperQuiet limita los niveles de sonido para crear el microentorno más silencioso y relajante posible para el bebé. La baja velocidad del ventilador en este modo reduce el ruido ambiental, favoreciendo la relajación. Los altavoces de alarma están situados en la base del equipo, lo cual reduce aún más el ruido que percibe el bebé. Además, el volumen de la alarma puede ajustarse de forma manual para una mayor reducción del nivel de ruido.

La superficie transparente de la canopia permite realizar pruebas de rayos X de gran claridad. Al mismo tiempo, las facetas planas facilitan la visibilidad sin distorsionar la imagen, manteniendo al bebé totalmente a la vista del personal médico y la familia. Su diseño permite adaptar el equipo tanto en altura como en modo de funcionamiento de manera que los padres pueden sentarse cómodamente y tener un total acceso al recién nacido, fomentándose así la creación de lazos afectivos.

CARACTERÍSTICAS

Luz Sonido. Toques. Unas condiciones inadecuadas pueden dificultar el desarrollo de los bebés en la UCIN. Todas y cada una de las características de la familia Giraffe están pensadas para minimizar estos efectos negativos e inhibidores del desarrollo y lograr un micro-entorno óptimo para el bebé. Al mismo tiempo, conseguimos mejorar el nivel asistencial médico.

- **El colchón giratorio patentado Baby Susan** reduce los toques innecesarios al bebé. Gira 360º, lo que permite colocarlo en la posición adecuada para todo tipo de procedimientos sin molestar al bebé. Baby Susan puede deslizarse fuera del microentorno para fomentar la creación de lazos afectivos con los padres y poder ofrecer cuidados centrados en la familia.
- **Sus puertas grandes, de abertura fácil**, permiten a los padres y al personal médico acceder al bebé con facilidad y rapidez desde cualquier lado de la cama.
- **El colchón difusor de presión, formado por capas**, está diseñado para optimizar los cuidados neonatales, ofreciendo una superficie de apoyo suave para aliviar los puntos de presión y proteger la piel del bebé.
- **La inclinación de la cama** es suave y continua, de 12° tanto en posición trendelenburg como anti-trendelenburg.
- **Su base elevable** permite regular la altura del equipo para garantizar una posición adecuada, tanto para realizar procedimientos de forma más cómoda y eficiente, como para facilitar la interacción familiar con el bebé.
- **Su sistema de montaje de accesorios en riel** permite acoplar y desacoplar elementos con facilidad y rapidez, sin necesidad de sistemas de montaje ni soportes independientes que ocupan mucho espacio.
- **El pesabebés incorporado** permite evaluar el desarrollo del bebé con rapidez y facilidad.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.