



**Biomédica  
Peninsular**

# **DESFIBRILADOR**

**PHILIPS HEARTSTART MRX**



Ofrece una capacidad de monitorización del paciente en la industria, mediciones con excelente diagnóstico, herramientas de apoyo a la toma de decisiones clínicas, y terapias de reanimación.

Basadas en la evidencia en un diseño intuitivo, fácil de usar y robusto.

Nuestro enfoque de sistemas abiertos para de la gestión de datos, llamado "Connected Care", le ayuda a agilizar la información para que fluya desde su agencia de servicios médicos de emergencia y en todo el hospital para atención al paciente y la eficiencia operativa.

## CARACTERÍSTICAS

- **SMART BIPHASIC:** la terapia ha sido estudiada rigurosamente y está respaldada por datos sustanciales revisados por pares y publicados. Se ha demostrado clínicamente que proporciona una alta eficacia en la primera descarga para los pacientes con parada cardíaca prolongada, así como que desfibrila eficazmente a todo el espectro de pacientes, incluidos los considerados "difíciles de tratar".
- **Q-CPR:** La herramienta de medición y retroalimentación está respaldada por más datos publicados que cualquier otra herramienta de mejora de la calidad de la RCP. Se ha demostrado que mejora la RCP y los resultados de los pacientes.
- **QUICK SHOCK:** Permite acelerar el tiempo de descarga. La administración de una descarga rápidamente después de las compresiones torácicas es fundamental, ya que los beneficios de la RCP (sangre oxigenada que llega a los órganos vitales) se disipan en segundos.
- **THERAPEUTIC HYPOTHERMIA:** se ha demostrado que mejora los resultados cuando se administra de forma precoz después de un evento isquémico, también tiene monitorización de la temperatura central y tendencias para apoyar los protocolos de enfriamiento.

- Gracias a la plataforma escalable es posible usarlo en carro de choque o como un monitor de transporte de cuidado crítico.
- Los parámetros disponibles pueden incluir un análisis de ECG de 3, 5 o 12 derivaciones, NIBP, SPO2 ó TEMP.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**