



**Biomédica
Peninsular**

MESA DE CIRUGÍA

MINDRAY HYBASE 6100



Diseñado para casos de cirugías cada vez más complejas, HyBase 6100 exige un tiempo y un esfuerzo mínimos para posicionar al paciente de forma eficiente, segura y confortable. Mindray ha dado respuesta a las demandas de una solución para mesas de operaciones, ya que ofrece:

CARACTERÍSTICAS

- Colchón de descompresión para mayor comodidad de los pacientes para eliminar la incidencia de la úlcera de decúbito, con un diseño impermeable, antiestático y sin costuras
- Alto nivel de capacidad de peso en posición normal y reversa
- La batería interna mantiene la alimentación de energía durante 50-80 operaciones
- La posición más baja de la mesa es de 600 mm luego de regular la posición del paciente, lo que hace que resulte adecuada para neurocirugía y cirugía mínimamente invasiva
- Sistema de freno eléctrico para lograr una óptima estabilidad
- Regreso a la posición original con solo oprimir un botón
- Tres paneles de control, incluidos el panel remoto, el panel de columna y el interruptor de pie.

OPCIONAL

- Soporte ligero para piernas con abrazaderas.
- Mesa de fibra de Carboono.
- Desplazamiento longitudinal eléctrico con 320 mm.





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.