



**Biomédica  
Peninsular**

# **DESFIBRILADOR**

**MINDRAY BENEHEART D6**



BeneHeart D6, un desfibrilador-monitor bifásico profesional, responde a los requisitos de los profesionales médicos de los hospitales y las clínicas de todo el mundo.

El diseño ergonómico, duradero y compacto del desfibrilador D6 hace que sea apto para su uso en emergencias. Su contrastada tecnología garantiza una unidad sólida, preparada para utilizarse en diversos entornos. Gracias a sus diferentes modos de funcionamiento (desfibrilación manual, DEA, marcapasos y modo de monitorización), tendrá el control de cualquier situación.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Diseño 4 en 1 que incluye monitorización, desfibrilación manual, DEA y marcapasos.
- Todas las funciones de monitorización de constantes vitales opcionales necesarias están integradas, por lo que resulta muy cómodo en emergencias y no necesita un monitor de paciente independiente.
- Pantalla grande y de colores vivos con 4 formas de onda que garantiza la visualización de ECG y las constantes vitales.
- Diseño compacto: fácil de transportar y usar.
- Desfibrilación, cardioversión sincronizada y DEA con tecnología bifásica.
- Hasta 360 J de dosis de energía para maximizar el éxito de la desfibrilación.
- Gran capacidad de alimentación con pilas que permiten la monitorización continua y de larga duración y descargas durante el transporte sin una fuente de alimentación externa.
- Potente almacenamiento de datos con el que no tendrá que preocuparse por perder información.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**