



Biomédica
Peninsular

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

OBS 100C



OBS 100C es un equipo bipolar de alta frecuencia ideal para cirugía general, microcirugía, cirugía ginecológica, cirugía plástica, dermatología, etc. Control de potencia por panel frontal para corte y coagulación, incluye función de memoria con hasta diez funciones, cuando la potencia es de 10w o menor se puede ajustar la amplitud de 0.1w para la coagulación en spray.

Sistema de detección digital de arranque y error digital, cortes precisos, diseño compacto.

ESPECIFICACIONES

TENSIÓN NOMINAL	120 V
FRECUENCIA DE OPERACIÓN	357-575 Khz
CONSUMO DE ENERGÍA	300 va + 10%
DIMENSIONES (FONDO, FRENTE, ALTO)	27 CM X 22 CMM X 12 CM
PESO DEL EQUIPO	4KG
TTEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	5° C A 40° C

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

CORTE PURO 1-100 WATTS	CORTE FINO, SIN FORMACIÓN DE COSTRAS EN LA SUPERFICIE DEL TEJIDO
CORTE MEZCLADO 1-100 WATTS	CORTE MEZCLADO CON COAGULACIÓN LIGERA APLICADA EN EL CORTE
COAGULACIÓN 1-60 WATTS	TAMBIÉN LLAMADA COAGULACIÓN DE PUNTO ES UTILIZADA EN CAVIDADES PROFUNDAS Y ESTRECHAS
FULGURACIÓN 1-35 WATTS	LA COAGULACIÓN EN SPRAY PROPORCIONA UNA COAGULACIÓN SIN CONTACTO Y SE PUEDE USAR CON EL SISTEMA DE ARGÓN
COAGULACIÓN BIPOLAR 1-80 WATTS	COAGULACIÓN PARA FÓRCEPS BIPOLARES, SIN RETRASO, APLICABLE TAMBIÉN A LA MICROCIRUGÍA

INCLUYE

LÁPIZ DESECHABLE CON BOTÓN DE CORTE Y COAGULACIÓN	1
PLACA DESECHABLE MONOPOLAR	1
CABLE REUSABLE DE PINZA PARA PLACA DESECHABLE	1
CABLE DE LÍNEA	1
PUNTAS DESECHABLES	1 JUEGO
PINZA BIPOLAR Y CABLE	1
MANUAL DE USUARIO	1
PEDAL DE CORTE Y COAGULACIÓN OPCIONAL	1



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.