



ESTERILIZADOR VERTICAL DE VAPOR

ROYAL MEDITECH RVS-100M



La cámara de esterilización es una estructura de una sola capa y está equipada con un generador de vapor para crear el vapor por sí mismo.

Este descarga el vapor en la parte inferior de la unidad para el intercambio de aire de la cámara, aprieta los tornillos y sella la tapa con el control digital durante todo el ciclo.

Es utilizada en clínicas y hospitales para esterilizar utensilios médicos, vendajes, ropa, cristalería y medios de solución a través de vapor saturado.

Este esterilizador no puede ser utilizado con artículos que no resistan altas temperaturas, alta presión o estén mojados.

CARACTERÍSTICAS

- Equipado con un controlador de presión y temperatura, el rango de ajuste de presión es de 0.07MPa a 0.22MPa (correspondiente a una temperatura de vapor saturado de 115°C a 134°C).
- Está equipado con un temporizador automático para controlar el tiempo de esterilización
- Equipado con una válvula de seguridad, la válvula de alivio en la parte baja libera automáticamente la presión, cuando la presión de esterilización exceda los valores máximos permitidos.
- El tubo de calentamiento eléctrico de tipo sumergido, el cual es con función anti seca. Cuando el nivel del agua es más bajo que el nivel de agua especificado, el esterilizador automáticamente corta la potencia de calefacción y se alertará al mismo tiempo.

ESPECIFICACIONES

- Capacidad: 100L.
- Máxima presión de trabajo: 0.22MPa.
- Máxima temperatura de trabajo: 134°C.
- Promedio de calefacción: $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$.
- Rango de temporizador: 0 ~ 99 min.
- Rango de temperatura: 0 ~ 134°C.
- Temperatura ambiente: +5°C ~ +40°C.
- Humedad relativa: $\leq 85\% \text{RH}$.
- Presión atmosférica: 70kPa ~ 106kPa.
- Poder / Voltage: 4500W / AC220V, 50Hz.
- Seguridad: Falta de agua, Exceso de corriente, Exceso de presión.
- Dimensiones: 590 x 590 x 1080 mm.
- Peso: 85kg.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.