



CUNA TÉRMICA

**OHMEDA INFANT WARMER
SYSTEM 4400**



Las cunas térmicas de la línea Infant Warm Systems (IWS) de GE ofrecen precisión y control, a la vez que son fáciles de usar. Es controlada por microprocesador para una regulación térmica a través de modo manual y servo preciso en el entorno térmico del neonato.

Incluye una cama más larga y elevable. Este modelo está destinado a ofrecer una atención prolongada, a la vez que puede ser utilizado como una mesa de operación.

CARACTERÍSTICAS

RENDIMIENTO TÉRMICO ESTABLE

- Una barra de cal duradera distribuye uniformemente el calor y es precisamente adaptado al tamaño de la cama.
- Un reflector parabólico enfoca el calor donde sea necesario y evita la radiación al personal, en donde se encuentre.
- El módulo del calentador gira 90° hacia un lado para facilitar procedimientos de rayos X. El calentador se apaga automáticamente al estar en esta posición.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL, SUAVE Y FÁCIL DE LEER

- Pantallas digitales de temperatura del paciente, temperatura de control y tiempo transcurrido para fácil visualización.
- El panel de control incluye un temporizador de una hora que muestra los minutos y segundos transcurridos.
- Incluye un sistema completo de alarmas audibles y visuales.
- Los cambios menores en las demandas térmicas del bebé se muestran en incrementos del 5%.
- El sistema alerta si la temperatura del bebé varía de la temperatura de control establecida en 1°C.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Se puede seleccionar el modo de operación manual o el servo.
- En el modo manual se puede realizar un pre calentamiento de 0 a 25% de la potencia. Seleccione el nivel de salida de calor radiante, el circuito de control mantendrá dicho nivel.
- En el modo servo seleccione la temperatura de control del paciente, el sistema modula la temperatura para mantener la temperatura a través del sensor de piel.

CAMA

- El sistema de inclinación hidráulica proporciona una inclinación de hasta $\pm 10^\circ$ trendelenburg e inverso.
- Los cuatro paneles laterales de la cama se pliegan para un completo acceso al infante.
- La cama puede incorporar una bandeja de cassette de rayos X.

ALTURA AJUSTABLE

- Un conveniente pedal permite ajustar la altura de la cama a su nivel de trabajo mientras sus manos están ocupadas, sin interrumpir el cuidado.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.