


# MONITOR DE SIGNOS VITALES

PHILIPS INTELLIVUE MP30



El monitor de pacientes IntelliVue MP40 es una solución versátil y fiable para entornos sanitarios, que ofrece una combinación de portabilidad y capacidades de monitorización avanzadas.

Está diseñado para satisfacer las rápidas exigencias de los entornos sanitarios, proporcionando al personal sanitario las herramientas necesarias para monitorizar y gestionar eficazmente el estado de los pacientes.

Una de las principales características del IntelliVue MP40 es su interfaz de usuario perfeccionada, diseñada para que los datos del paciente sean fácilmente visibles y fáciles de interpretar. La interfaz no solo es intuitiva, sino que también es altamente compatible con el software hospitalario estándar, lo que garantiza una integración fluida en los sistemas existentes. Esto permite a los profesionales sanitarios centrarse en la atención al paciente en lugar de en navegar por sistemas complejos.

El IntelliVue MP40 cuenta con una pantalla SVGA en color de 12 pulgadas y alta luminosidad, capaz de mostrar hasta seis trazos simultáneos, lo que ofrece una visión completa del estado del paciente. El monitor también incluye una pantalla táctil opcional que simplifica las tareas gracias a sus controles intuitivos de un solo toque, lo que facilita un uso rápido y eficaz por parte del personal médico.

Además de mostrar los signos vitales estándar, el IntelliVue MP40 ofrece visualizaciones completas de las mediciones de presión arterial no invasiva (NBP). Cada medición de NBP genera una columna en la tabla de tendencias de signos vitales, con mediciones adicionales añadidas para proporcionar un conjunto de datos completo, lo que permite una evaluación exhaustiva del estado del paciente de un solo vistazo.

Otra característica destacable del IntelliVue MP40 es su gestión flexible de los ECG. Este monitor permite capturar, revisar y almacenar ECG diagnósticos de 12 derivaciones directamente en la cama del paciente.

Estos datos se pueden transmitir fácilmente al centro de Información IntelliVue o imprimir localmente en un formato armonizado, lo que agiliza los procesos de diagnóstico y mejora la eficiencia del flujo de trabajo.

El IntelliVue MP40 está equipado con la tecnología de portal IntelliVue, que permite el acceso a diversos sistemas a través de la red del hospital. Esto incluye los sistemas de gestión de farmacia, laboratorio, ECG, PACS radiológicos y otros sistemas hospitalarios, todos los cuales pueden transmitir información crucial directamente al monitor. Esta integración garantiza que todos los datos relevantes de los pacientes estén disponibles en un solo lugar, lo que facilita una toma de decisiones mejor informada.

La personalización es una característica clave del IntelliVue MP40, con diversas opciones de visualización que permiten a los usuarios organizar y analizar los datos de la manera más eficaz posible. Ya sea en formato gráfico o numérico, los usuarios pueden adaptar la pantalla a sus necesidades específicas, lo que garantiza que la información crítica esté siempre al alcance de la mano.

El diseño del IntelliVue MP40 prioriza la portabilidad y la durabilidad. Cuenta con un asa cómoda y una carcasa resistente, lo que facilita su transporte por el hospital. El monitor es compacto, silencioso y estable, con tiempos de arranque rápidos. A diferencia de los monitores tradicionales, el IntelliVue MP40 no tiene disco duro ni ventilador, lo que reduce el ruido y los posibles puntos de fallo.

Por último, el IntelliVue MP40 es compatible con el módulo de medición múltiple (MMS) y las opciones de ampliación, lo que ofrece capacidades de medición completas en una única unidad integrada. Esta modularidad permite configurar el monitor para satisfacer las necesidades específicas de los diferentes entornos de atención médica, lo que garantiza que los médicos tengan acceso a los datos más relevantes y precisos en todo momento.

## CARACTERÍSTICAS

- Interfaz de usuario perfeccionada para una fácil visualización de los datos del paciente.
- Pantalla SVGA en color de 12 pulgadas con hasta 6 trazos de ondas.
- Pantalla táctil opcional para un uso intuitivo con un solo toque.
- Visualización completa de las mediciones NBP con integración de la tabla de tendencias.
- Gestión flexible de ECG con captura, revisión y almacenamiento de ECG de 12 derivaciones.
- Tecnología de portal IntelliVue para acceder a la información en toda la red.
- Opciones de visualización personalizadas para una presentación de datos adaptada.
- Diseño portátil con asa cómoda y carcasa resistente.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**