



**Biomédica
Peninsular**

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN

STRYKER GOBED II



La amplia información y retroalimentación de los profesionales de enfermería ha demostrado la necesidad de una cama MedSurg que facilite la eficiencia y movilidad de las prácticas de atención al paciente. Numerosos controles con un solo botón o con una sola mano permiten a los cuidadores dedicar más tiempo a la recuperación de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- Cobertura completa de barandillas para mayor seguridad del paciente.
- Quinta rueda para mayor movilidad.
- Soporte de bomba integrado.
- Controles para el cuidador con pulsación de un solo toque.
- Tecnología StayPut.

Barandillas: La GoBed II cuenta con barandillas laterales de longitud completa para mayor seguridad del paciente.

Cama baja: La cama baja de 37 cm (14,5 pulgadas) facilita una posición correcta del paciente para entrar y salir con seguridad.

Soporte y toma de corriente integrados para bomba: Ubicados convenientemente en el piecero, el soporte integrado para bomba y la toma de corriente de 120 voltios ayudan a maximizar el espacio a los pies de la cama.

Eficiencia y movilidad: La quinta rueda, ubicada en el centro, mejora la maniobrabilidad y facilita el transporte.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.