



**Biomédica
Peninsular**

BOMBA DE INFUSIÓN

MINDRAY BENEFUSION EVP



BeneFusion eVP es una bomba volumétrica versátil que ha sido diseñada para simplificar las prácticas clínicas al proporcionar soluciones esenciales, garantizando infusiones de gran precisión y seguridad.

Esta bomba fue concebida para realizar infusiones intravenosas de fármacos, alimentación enteral y parenteral y transfusiones sanguíneas.

La BeneFusion eVP es apta para el uso en pacientes adultos, pediátricos y neonatos.

La pantalla táctil de 3,5" a color ofrece a los usuarios una experiencia excelente con un funcionamiento fluido.

MODOS DE USO

- Modo de velocidad (tasa).
- Modo de dosis.
- Modo de tiempo de dosis.
- Modo secuencial.
- Modo intermitente.
- Modo de carga de dosis.
- Modo de incremento/decremento.
- Modo de microinfusión.
- Modo de goteo.

SmartAir™: Sensor dual para detección de burbujas de aire con mayor precisión y así lograr evitar falsas alarmas. Tamaño de detección de burbujas de aire de 15 ul, lo que garantiza la seguridad del paciente durante toda la infusión.

Sistema de codificación por colores: Nombre de los medicamentos codificados por colores ayudando al usuario a seleccionar y verificar fácilmente el fármaco correcto.

SafeDose™ DERS: Ayuda a reducir los errores en la administración de los medicamentos al evitar que el usuario exceda los límites preestablecidos y al solicitar la confirmación para superar los límites flexibles.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.