



**Biomédica
Peninsular**

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN

ELÉCTRICA 3 POSICIONES



Cama para uso de pacientes que tienen dificultad en subir a una cama ya que cuenta con ajuste de altura de cama, además de ajuste en parte del respaldo y de los pies.

CARACTERÍSTICAS

- Funcionamiento silencioso y suave.
- Plataforma de acero y acabado en pintura epoxica resistente a astillas, raspones y polvo.
- Cabecera y Piecera ultra ligeras en PVC (ABS).
- -Barandales plegables de un movimiento.
- -Ruedas con frenos de absorción de impactos.
- Accesorios: Colchón de 8 cm, Mesa de comida, porta sueros y control remoto.
- 3 motores para movimiento en cabecera, piecera y altura.
- Capacidad de usuario: 250 kgs.
- Altura ajustable: +45-75 cm.
- Ángulos: Espalda 0-85° Piernas 0-45° reposapiés 0-25°.
- Medidas: 2.08 Largo x 0.96 ancho x 0.47 altura.
- Peso neto: 107 kgs.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.