



**Biomédica
Peninsular**

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN

HILL ROM SECURE II



La cama hospitalaria STRYKER Secure II establece el estándar en la atención eficiente de los pacientes. Esta cama médica es fácil de usar y muy móvil. Responde a la necesidad de la fiabilidad, la previsibilidad y la estabilidad de las prácticas de atención al paciente.

Esta cama médica/ quirúrgica es fácil de usar y muy móvil. Responde a la necesidad de confiabilidad, previsibilidad y estabilidad para las prácticas de atención de pacientes.

Aborda el cuidado y la seguridad del paciente con baja altura de la cama, barandas de cobertura total y la movilidad de la quinta rueda retráctil, ofreciendo una mayor movilidad y versatilidad en cualquier aplicación médica/ quirúrgica.

CARACTERÍSTICAS

- Cama eléctrica con cabecera extraíble con función RCP.
- Control de bloqueo de funciones electrónicas.
- Indicador de ángulo de respaldo.
- Barandales redondeados.
- Sistema de báscula.
- Sistema de frenos de anillo de acero en las cuatro ruedas, con pedales de activación ubicados en el centro.

ESPECIFICACIONES

- Eléctrica.
- Material: Acero.
- Incluye colchón.
- Largo: 236 cm.
- Ancho: 95 cm.
- Peso máximo soportado: 228 kg.
- Modelo: Secure II.
- Voltaje: 110V/220V.
- Con barandillas: Sí.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.