



Biomédica  
Peninsular

# UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

VALLEYLAB FORCE FX



# CARACTERÍSTICAS

- Control automático de potencia de salida en lo referente a impedancia del tejido fino.
- Tres modos bipolares: preciso, estándar, y macro.
- Tres modos mono polar de coagulación (deseque, fulgurante, y aerosol) y ayuda para la coagulación simultanea.
- El sistema de supervisión de la calidad del contacto de Valleylab REM, que protege a pacientes contra quemaduras en el sitio del electrodo de retorno del paciente.
- Usted puede utilizar controles del interruptor de pie para activar el generador. Los receptáculos están marcados para asegurar la conexión correcta de accesorios. Los indicadores le alertan cuando se activa el generador.
- La Unidad de Electrocirugía Force FX permite que usted ajuste el volumen del tono de la activación y que reajuste los ajustes del modo y de energía usados previamente.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**