



Biomédica
Peninsular

DESFIBRILADOR

MEDTRONIC PHYSIO CONTROL
LIFEPAK 20



El Desfibrilador Lifepak 20 Medtronic Physio Control es un dispositivo médico capaz de combinar una variedad de funciones terapéuticas y de monitorización. Además de la desfibrilación automática, la desfibrilación semiautomática y desfibrilación manual.

El Desfibrilador Lifepak 20 Medtronic Physio Control ofrece monitorización de ECG.

Este dispositivo debe utilizarse únicamente en interiores (por ejemplo: hospital, centro terapéutico) y se alimenta con corriente alterna (de línea).

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador Bifasico
- ECG
- Marcapasos.
- Con impresora y Palas externas Adulto/Pediátricas.

Es un sistema completo de respuesta a los cuidados cardíacos agudos con funcionamiento de desfibrilación manual y semiautomática.

Cuando está clínicamente indicado, ya que el monitor permite al operador suministrar un breve pulso de electricidad de alta energía al corazón del paciente.

Los operadores se pueden preconfigurar para que el dispositivo pueda reducir la complejidad durante el funcionamiento normal.

Además del modo DEA (indicador ADVISORY encendido), el dispositivo utiliza el CPSS para monitorizar el ECG del paciente en busca de un ritmo susceptible de descarga.

Un ritmo sospechoso alerta al operador con un tono de prioridad y una pantalla. El operador puede continuar pulsando el botón analizar, lo que permite que el Sistema de Asesoramiento de Choque (SAS) analice el ritmo del ECG y haga recomendaciones.

El operador puede entonces seguir las localmente para la administración de la terapia de desfibrilación.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.