



**Biomédica
Peninsular**

UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA

OBS 100A



OBS 100A es un equipo monopolar de alta frecuencia ideal para cirugía general, microcirugía, cirugía ginecológica, cirugía plástica, dermatología, etc. Control de potencia por medio de perillas independientes para corte y coagulación, cortes precisos, diseño ligero y compacto (2kg de peso)

Cirugía sin tejido carbonizado, sin riesgos innecesarios, fácil manejo y versatilidad para el médico, entradas directas y compatible con los accesorios estándar de las marcas mas reconocidas, display de alto contraste de fácil visibilidad.

ESPECIFICACIONES DE POTENCIA

CORTE PURO 1-100 WATTS	CORTE Y COAGULACIÓN INDEPENDIENTES, LA COAGULACIÓN SE EFECTÚA EN EL INSTANTE DE LA PUESTA EN MARCHA, Y ES APLICABLE A LA MICROCIRUGÍA
CORTE MEZCLADO 1-50 WATTS	CORTE MEZCLADO CON COAGULACIÓN LIGERA APLICADA EN EL CORTE
COAGULACIÓN FORZADA 1-80 WATTS	TAMBIÉN LLAMADA COAGULACIÓN FUERTE O COAGULACIÓN POR ASPERSIÓN, COAGULA COMPARATIVAMENTE MUCHO MÁS RÁPIDO Y EN UNA MAYOR ÁRE
COAGULACIÓN SUAVE 1-40 WATTS	TAMBIÉN LLAMADA COAGULACIÓN DE PUNTO, ES UTILIZADA EN CAVIDADES PROFUNDAS Y ESTRECHAS

INCLUYE

LÁPIZ DESECHABLE	1
PLACA DESECHABLE MONOPOLAR	1
CABLE REUSABLE DE PINZA PARA PLACA DESECHABLE	1
CABLE DE LÍNEA	1
MANUAL DE USUARIO	1



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.