



Biomédica
Peninsular

CAMILLA

STRYKER PRIME SERIES



La Camilla Stryker Prime Strecher con bascula Prime de Stryker ofrece tres opciones de movilidad avanzadas: el sistema de accionamiento motorizado Zoom que prácticamente elimina la fuerza de empuje manual; el Big Wheel que reduce la fuerza de empuje y el esfuerzo de dirección; y la quinta rueda retráctil que ayuda a facilitar las curvas.

CARACTERÍSTICAS

- **Controles de confort:** Los controles están escalonados para que el paciente pueda acceder a ellos en cualquier posición e incluyen un bloqueo del paciente. Los controles de enfermería opcionales en los pies permiten a los cuidadores mejorar la comodidad del paciente con solo tocar un botón.
- **Respaldo asistido para elevación:** El asiento abatible aprovecha el peso del paciente para elevar fácilmente el cabecero de la camilla, mientras acuna al paciente para reducir la necesidad de impulsarlo.
- **Sencillo y conveniente:** Los frenos de cuatro lados ofrecen un acceso conveniente, mientras que un diseño lavable a presión hace que las camillas Prime Series sean fáciles de limpiar en un entorno de atención médica de ritmo rápido.
- **Barandillas deslizables:** Estas barandillas laterales ofrecen mayor seguridad al paciente cuando están elevadas.
- **Soporte para botella de oxígeno montado en camilla:** Montada convenientemente en la camilla, la ubicación de la botella de oxígeno ayuda a los cuidadores a reducir la dificultad para agacharse, agacharse y levantar objetos.
- **Posición de la silla de recuperación:** Ayuda a eliminar la necesidad de transferencias innecesarias al proporcionar una posición cómoda para que los pacientes se recuperen.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.