



**Biomédica
Peninsular**

CAMA DE HOSPITALIZACIÓN

STRYKER SV2



El SV2 es una cama rica en características y orientada al valor que incluye controles electrónicos con un práctico posicionamiento con un solo toque para ambos entre usted y sus pacientes, un indicador de cama baja, cabecera móvil, quinta rueda opcional, iluminación opcional debajo de la cama y mucho más.

CARACTERÍSTICAS

- Capacidad de carga de 250Kg.
- Expectativa de vida útil 10 años.
- Altura mejorada debajo de la cama 17cm.
- Pedales de freno mejorados.
- Indicador de posición de altura mínima de la cama.
- Cable de alimentación eléctrica mejorado.
- 5ta rueda para mejor desplazamiento.
- Doble regresión. Permite la regresión del respaldo y la rodilla para ayudar a reducir la presión sacra y desplazamiento del paciente.
- Cabecera móvil.
- Altura de la cama fácilmente ajustable para una mayor ergonomía posicionamiento para los cuidadores.

ESPECIFICACIONES

- Batería de respaldo.
- Motores de CC Linak (para un funcionamiento silencioso).
- Indicador de cama baja.
- Reanimación cardiopulmonar manual a ambos lados del respaldo.
- Elevación eléctrica.
- Reposapiernas eléctrico.
- Respaldo eléctrico.
- Barandillas laterales bloqueables y plegables.
- Ruedas individuales.
- Fundas extraíbles para la limpieza.

- Cabecero y piecero extraíbles.
- Controles dobles de barandillas laterales Linak.
- Diez (10) años de vida útil.
- Cuatro pedales de freno, punto muerto y dirección.
- Una rueda antiestática fijada al suelo.
- Parachoques.
- Apoyapiés fácilmente ajustable para la flexión de rodillas y la elevación de los pies.
- Estructura metálica con pintura electrostática.
- Indicadores de ángulo del respaldo.
- Indicadores de ángulo para Trendelenburg y Anti-Trendelenburg (ángulo de la cama).
- Protección contra salpicaduras de líquidos IPX4.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.