



**Biomédica
Peninsular**

LÁMPARA QUIRÚRGICA

SUMIT SURGICAL OSSIO 5



La serie OSSIO ofrece al médico una excelente visión del campo quirúrgico, gracias a su tecnología Led que evita el calor excesivo en la cabeza del cirujano y de su equipo de trabajo hace que las horas de trabajo sean mas cómodas, la serie OSSIO cuenta con doble color de temperatura Luz blanca (3800°K) y luz amarilla (4800°K) reduciendo drásticamente el cansancio ocular durante la cirugía.

Cuenta con brazos totalmente articulados hechos en acero inoxidable de grado quirúrgico al igual que la base de fijación, los domos de los satélites están fabricados en aluminio quirúrgico, el sistema de iluminación cuenta con un total de 55 LEDS por cada satélite (11 LEDS por reflector) y un sistema óptico que ayuda a dirigir la luz correctamente sin dispersarla del campo quirúrgico, controles digitales manuales de iluminación con tecnología touch y control remoto inalámbrico.

ESPECIFICACIONES

INTENSIDAD	150,000 LUXES
DIÁMETRO DE ENFOQUE	110- 150 MM
DIÁMETRO DE PROFUNDIDAD	10 – 25 CM
TEMPERATURA DE COLOR	3,800 – 4,800 K
ÍNDICE DE REDUCCIÓN CROMÁTICA	93 Ra
TIPO DE ENFOQUE	MANUAL
VIDA PROMEDIO DE LED	50,000 HRS
NÚMERO DE LEDS	55
DIÁMETRO DE SATÉLITE	690 MM
FUNCIÓN ESPECIAL	MEMORIA DUAL
CONSUMO DE ENERGÍA	50 WATTS
CONTROL DE INTENSIDAD	DIGITAL MANUAL Y CON CONTROL REMOTO
TIPO DE MANGO	ESTERILIZABLE
ROTACIÓN DE SATÉLITE	360°
PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN	100 -150 CM

INCLUYE

- 1 controles remoto.
- 1 mango esterilizable.
- Manual de usuario.
- Fuente de alimentación.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.