



Biomédica
Peninsular

BOMBA DE INFUSIÓN

CONTEC SP750



CARACTERÍSTICAS

- Una vía.
- Bomba volumétrica.
- Alta seguridad.
- Fácil operación.
- Alta precisión.

MONTURA

Puede montar en el poste de infusión en muchas direcciones mediante el soporte versátil .



PANTALLA TFT LCD

Pantalla de 3.5 pulgadas, los parámetros de infusión se pueden guardar después del apagado.

ALARMAS DE SEGURIDAD

- Alarma de batería baja.
- Alarma sin energía.
- Alarma de falla de presión.
- Alarma por oclusión.
- Alarma por burbuja de aire.
- Alarma de puerta abierta.
- Alarma por falla del motor.

La infusión se detiene automáticamente durante las alarmas excepto las alarmas “NEAR END”, “KVO”, “LOW BATTERY”. Volumen de alarma ajustable.

El control de flujo con alta precisión **COMPATIBLE** con la mayoría de los equipos intravenosos estándar.

El tiempo de infusión residual se puede mostrar durante la infusión.
FUNCIÓN DE RECORDATORIO para iniciar la infusión.

El personal médico puede ajustar el umbral para la burbuja de aire y la alarma de presión.

La abrazadera del equipo intravenoso que la acompaña **EVITA QUE EL LÍQUIDO FLUYA LIBREMENTE CUANDO LA PUERTA DE LA BOMBA SE ABRE** accidentalmente.

A.B.S. el sistema **ANTI BOLUS** evita la inyección instantánea de altas dosis de la repentina desaparición de la obstrucción.

Fuente de alimentación: AC/DC y batería de litio incorporada.

CARCASAS DE ALUMINIO COMPACTAS Y CONSTRUCCIÓN ROBUSTA. El puerto USB es conveniente para el personal técnico actualice el software.

RENDIMIENTO

- Tipo: bomba de infusión volumétrica.
- Tasa de infusión: 1 ~ 699 ml / h, incremento: 1 ml / h.
- Volumen total: 1 ~ 9999 ml / h, incremento: 1 ml / h.
- Precisión: $\pm 5\%$ (use el set IV calibrado).
- Tasa de KVO: 1 ~ 5 ml / h.
- Fuente de alimentación: CA: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz o
- CC: 12 V.
- Batería recargable de polímero de litio, 7,4 V / 3500 mAh.

ACCESORIOS

- Un soporte versátil.
- Un cable de alimentación.
- Un manual de usuario.



CARACTERÍSTICA FÍSICA

- Dimensión: 197mmx145mm x135mm.
- Peso: 2 kilogramos.

MOSTRAR INFORMACIÓN.

- Caudal.
- Volumen total.
- Volumen de infusión acumulado.
- Tiempo residual.

Detector de burbujas de aire: Ultrasónico.

Sensibilidad del detector de burbujas de aire: 0.01 ~ 0.14 ml.

Sensibilidad para el sensor de presión: 1 ~ 7 grados.

Clasificación de seguridad: Clase I, pieza aplicada tipo BF.

Grado de impermeabilidad: IPX1.

Modo de trabajo: Trabajo continuo.

MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

La abrazadera del equipo intravenoso que acompaña evita que el líquido fluya libremente cuando la puerta de la bomba se abre accidentalmente.

El detector de burbujas de aire con alta precisión evita que las burbujas de aire entren en el cuerpo del paciente.

El sensor de presión evita la oclusión del equipo intravenoso.

Sistema A.B.S. cuando aparece la alarma de oclusión de alto voltaje, deje de infundir inmediatamente y elimine la presión del sistema intravenoso automáticamente, lo que evita que la inyección instantánea de dosis alta de la obstrucción repentina desaparezca.

Los parámetros de infusión durante la infusión están protegidos contra cambios arbitrarios.

Con función de protección por contraseña (en la configuración de parámetros del sistema y la interfaz de tipo de juego IV).



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.