



**Biomédica
Peninsular**

MESA QUIRÚRGICA ELÉCTRICA

ECOMED ECOBASE-8400



La ecoBase-8400 es una mesa de operaciones eléctrica con batería de respaldo, diseñada para procedimientos de cirugía general, cardíaca, renal, ortopédica, neuro- cirugía, ginecología, urología y otras especialidades quirúrgicas. Funciona mediante un motor de corriente continua de bajo voltaje, lo que garantiza un uso seguro y confiable.

El panel para las piernas es abatible y desmontable, facilitando la adaptación a distintas necesidades quirúrgicas. La cubierta de la base está fabricada en acero inoxidable, lo que permite una limpieza sencilla y eficaz, además de ser resistente a líquidos y salpicaduras.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES CM	208 LARGO X 55 ANCHO
RANGO DE ALTURA AJUSTABLE CM	68 -110
INCLINACIÓN LATERAL IZQUIERDA	≥22°
INCLINACIÓN LATERAL DERECHA	≥22°
SECCIÓN DE CABEZA HACIA ARRIBA	≥25°
SECCIÓN DE CABEZA HACIA ABAJO	≥20°
RESPALDO HACIA ARRIBA	≥50°
RESPALDO HACIA ABAJO	≥10°
SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ARRIBA	≥30°
SECCIÓN DE PIERNAS HACIA ABAJO	≥45°
VOLTAJE	110 ± 20V
FRECUENCIA	50 ±
PESO MÁXIMO SOPORTADO KG	200





Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.