



**Biomédica  
Peninsular**

# **CUNA TÉRMICA**

**OHMEDA INFANT WARMER  
SYSTEM PANDA**



Con la Cuna Térmica Panda™, todas sus herramientas están en un solo lugar, lo que le facilita la confianza clínica para brindar a los bebés la atención integral que necesitan. **BENEFICIOS** Resultados para el paciente y la operación Solución integrada La Cuna Térmica Panda le ayuda a concentrarse en el cuidado de sus pacientes. Con funciones sencillas y fáciles de usar, como el silenciador de alarma manos libres, la pantalla a todo color y una báscula integrada, sus cuidadores pueden concentrarse en los aspectos más importantes de su trabajo: el cuidado de los recién nacidos y sus familias. Fácil acceso a sus pacientes: interactúe fácilmente con ellos mientras los mantiene calientes y contentos. Aplicación directa de calor: nuestro elegante diseño le permite mantenerse fresco y cómodo (sin tener que agacharse bajo un calefactor superior). Más espacio para trabajar: su tamaño compacto ofrece más espacio para que usted y su familia interactúen con su pequeño paciente. Tecnología lista para usar: actualice las cunas térmicas existentes con un kit de actualización para minimizar el tiempo de capacitación del personal.

## **CARACTERÍSTICAS**

- Altura: (ajustable) 193-218 cm (76-86 in) .
- Profundidad: 119,4 cm (47 in).
- Ancho: 63.5 cm (25 in).
- Peso aproximado. 100 Kg (220 lbs).
- 

### **Tamaño del Colchón**

- 66 x 48 x 2 cm (26 x 19 x 0.75 in).

### **Capacidad de la cama**

- Peso del paciente hasta 13.6 Kg (30 lbs).

### **Inclinación de la cama**

- ± 12 grados de inclinación continuá. Nivel de burbuja indica nivel de cama.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**