



**Biomédica
Peninsular**

INCUBADORA

**GE HEALTHCARE GIRAFFE
OMNIBED**



Una incubadora completa. Una cuna térmica. Con tan sólo pulsar un botón, la Giraffe OmniBed pasa de una función a otra. El fácil acceso para el usuario permite reducir la manipulación inadecuada y las molestias asociadas que sufre el bebé.

La Giraffe OmniBed es un sistema que combina en un solo equipo lo mejor de una incubadora tradicional y de una cuna térmica. Mejora la calidad de la atención médica, al reducir tanto el estrés del bebé, como la preocupación de la familia y el esfuerzo del personal clínico.

En su función de incubadora, el innovador flujo de aire bi-direccional que circula a través de la doble pared de la Giraffe OmniBed ofrece un entorno térmico estable. Cuando hay alguna puerta abierta, la función de cortina de aire (Boost Air Curtain™) minimiza las pérdidas de calor.

Como cuna térmica, la Giraffe OmniBed calienta de manera uniforme la totalidad del colchón sin que el calor llegue al personal médico.

El bebé recibe el calor de manera uniforme, independiente- mente de su posición en la cama, durante todo tipo de intervenciones, incluidos los procedimientos radiológicos.

Giraffe OmniBed® es la respuesta a las cambiantes necesidades de los pacientes, tanto en la UCIN como en paritorio. Su entorno térmico estable en ambos modos y su facilidad de transporte mini- mizan la manipulación del bebé.

Su acceso instantáneo por los tres lados permite al personal médico realizar los procedimientos necesarios con facilidad, al tiempo que aumenta la eficacia de trabajo



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ contacto@biomedicapeninsular.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.