



**Biomédica  
Peninsular**

# **LÁMPARA QUIRÚRGICA**

**ROYAL MEDITECH RMAL-01**



## CARACTERÍSTICAS

- Brillo ajustable.
- Brazado fácil de posicionar y fijar.
- Ajuste de enfoque de luz.
- Fuente de luz LED.

Se puede ajustar el brillo con una atenuación continua.

Cada lámpara cuenta con una manivela de ABS para ajustar y posicionar la lámpara fácilmente, se puede ajustar el punto focal a través de la manivela.

Las lámparas de luz LED cuentan con un mayor tiempo de vida que una lámpara de halógeno, una lámpara tradicional de halógeno cuenta con una vida útil de 500 horas, mientras que una lámpara LED cuenta con una vida de hasta 20, 000 horas.

La lámpara cuenta con memoria, mantiene los mismos ajustes que tenía la última vez que se encontraba encendida.

## ESPECIFICACIONES

- FUENTE DE LUZ: LED Cold light source.
- ILUMINACIÓN:  $E_c \geq 5000$  LX.
- DIÁMETRO:  $120\text{mm} \leq d \leq 220\text{mm}$ .
- CRI:  $85 \leq R_a \leq 100$ .
- PROFUNDIDAD:  $\leq 450\text{mm}$ .
- COLOR:  $3800 \pm 500\text{K}$
- POTENCIA DE ENTRADA: 100-240 VAC 50/60 Hz.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 biomedicapeninsular

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**