

**Biomédica
Peninsular**

INCUBADORA

ROYAL MEDITECH RII/03



CARACTERÍSTICAS

- Temperatura del aire servocontrolada por computadora.
- Varias alarmas de auto comprobación.
- Depósito de humedad extraíble y fácil de limpiar.
- Estante y bandeja de transfusión.
- Conector RS-232.
- Unidad de fototerapia (opcional).

ESPECIFICACIONES

- Requerimiento eléctrico: 220 V 50 Hz o 230 V 60 Hz.
- Poder de consumo: $\leq 450\text{VA}$
- Rango de temperatura modo aire: $25.0^{\circ}\text{C} \sim 37.0^{\circ}\text{C}$.
- Rango de temperatura de modo piel: -
- Rango de aire sobre temperatura: $< 38.0^{\circ}\text{C}$.
- Rango de modo de aire de alta temperatura: -
- Rango de alta temperatura modo piel: -
- Alarma de modo de alta temperatura: -
- Alarma modo aire: $\pm 3.0^{\circ}\text{C}$.
- Alarma modo piel: -
- Precisión del sensor de piel: -
- Precisión del control de aire: $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$.
- Temperatura uniforme del colchón: $\leq 0.8^{\circ}\text{C}$.
- Ruido: $\leq 55\text{dB(A)}$.



UNIDAD DE FOTOTERAPIA DE TUBO (OPCIONAL).




BANDEJA DE TRANSFUSIÓN.



DEPÓSITO DE HUMEDAD EXTRAÍBLE



UNIDAD DE FOTOTERAPIA LED (OPCIONAL).



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

📘 Biomédica peninsular

📷 [biomedicapeninsular](#)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.