



Biomédica
Peninsular

MONITOR DE SIGNOS VITALES

DASH 5000



El Dash GE 5000 es un sistema de monitoreo portátil que es flexible y fácil de usar. Múltiples soluciones de montaje y una amplia gama de accesorios garantizan la fácil y flexible configuración del lugar de trabajo para que los médicos puedan adaptarse a las necesidades de monitoreo de cada paciente.

Los monitores Dash están diseñados para su integración en las redes inalámbricas existentes comúnmente utilizadas, ayudando a aprovechar su inversión en la infraestructura de IT actual.

CARACTERÍSTICAS

- Parámetros clínicos avanzados incluyendo 12SL™ para la monitorización simultánea ECG, GE EK-Pro™ para análisis de arritmia multi-lead, ICG, corriente principal y corriente secundaria de CO2 y GE DINAMAP® PANI con SuperSTAT.
- Opciones de conectividad incluyen cableados e inalámbricos.
- Hasta 7 formas de onda y hasta 4 presiones invasivas.
- Tendencias CRG de alta resolución para la vigilancia de la UCIN.
- El monitor Dash está diseñado para ser flexible.
- Configuraciones de alarma totalmente flexibles permiten monitoreo personalizado.
- Adquisición de ECG mediante cables o inalámbrico.
- Luz de alarma brillante junto a la cama ayuda a localizar de inmediato al paciente en situaciones críticas.
- Múltiples soluciones de montaje y una amplia gama de accesorios garantizan la fácil y flexible configuración del lugar de trabajo.
- Diseño ligero, durable y ergonómico.
- Ambas opciones de medición de la corriente principal y secundaria (de bajo flujo) de CO2 para aplicaciones desde neonatal hasta pacientes adultos.

- Optimizado para transporte demandante.
- Hasta 2 baterías Hot Swap para la vigilancia con pilas ilimitada.
- DashPort2 Docking Station para cambiar fácilmente entre la cabecera y la vigilancia del transporte.
- Monitoreo central continuo durante el transporte a través de una red inalámbrica.
- Compatible con cama de montaje para el transporte en el hospital.



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 contacto@biomedicapeninsular.com

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.