



**Biomédica  
Peninsular**

# **DESFIBRILADOR**

**PHILIPS DFM100**



Efficia DFM100, es un desfibrilador/monitor, confiable, resistente, fácil de utilizar y accesible. Está diseñado para cumplir consistentemente las demandas de atención de pacientes en el ambiente pre-hospitalario y hospitalario.

Comienza con la calidad y confiabilidad probada en más de un millón de desfibriladores Philips vendidos alrededor del mundo. El indicador patentado "Listo para el uso" de Philips evita la evaluación frecuente por parte de los técnicos. Los resultados de la evaluación son almacenados, lo que le da un año de documentación de evaluaciones automatizadas para sus registros. Las configuraciones del dispositivo van de desfibrilador básico a un desfib/monitor completamente funcional. Con la opción de monitoreo de EtCO<sub>2</sub> del Efficia DFM100, usted puede compartir los módulos entre sus dispositivos para ahorros significativos. El DFM100 también puede utilizar los nuevos consumibles de monitoreo del paciente de Efficia rebajados de precio, y tiene la habilidad de ayudarlo a controlar sus costos de capacitación y servicio.

### **Una solución completa**

El diseño del Efficia DFM100 satisface las necesidades de fiabilidad, flexibilidad y rentabilidad, características que hacen que sea fácil de transportar y de utilizar, lo que conlleva poder atender mejor las necesidades de los pacientes.


### **Compatibilidad**

El Efficia DFM100 utiliza los mismos puertos para mediciones clínicas que los monitores del paciente Philips, de tal forma que no se desperdicia tiempo aplicando diferentes conjuntos y cables de contactos al paciente en el momento de su llegada al hospital.

El Efficia DFM100 también recopila y establece tendencias de los datos durante hasta 8 horas de monitoreo continuo, para la documentación de incidentes y la revisión del caso.


## El cuidado que importa, cuando importa

El desfibrilador/monitor Efficia DFM100 está diseñado para ayudarle a cumplir las demandas de atención al paciente en el ambiente pre-hospitalario y hospitalario. Con la tecnología de Philips probada en campo, el Efficia DFM100 ofrece funciones esenciales con un conjunto de características escalables y costo mejorado de propiedad, lo que le permite mejorar la atención al paciente, en cualquier lugar que este se encuentre.



## ESPECIFICACIONES

- **FILTRACIÓN:** Batería recargable de iones de litio; alimentación de CA con un tomacorriente con conexión a tierra protector.
- **DIMENSIONES APROXIMADAS:** 23,5 cm (alto) x 29 cm (ancho) x 20,5 cm (profundidad); 9,25 pulg. (alto) x 11,4 pulg. (ancho) x 8 pulg. (profundidad).
- **PESO APROXIMADO SIN BATERÍA:** 5,66 kg (12,5 lb).
- **POSICIÓN ESTÁNDAR DEL OPERADOR:** A un metro (3 pies) del dispositivo.
- **ENERGÍA:** Batería recargable de iones de litio; alimentación de CA con un tomacorriente con conexión a tierra protector.



# Biomédica Peninsular

## COTIZA CON NOSOTROS

 9993610487

 2211527690

 [contacto@biomedicapeninsular.com](mailto:contacto@biomedicapeninsular.com)

 Biomédica peninsular

 [biomedicapeninsular](https://www.instagram.com/biomedicapeninsular)

**La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.**