



CAMILLA DE RECUPERACION

BAME-610



CARACTERÍSTICAS

- Carro camilla para traslado y terapia intensiva de pacientes, equipada con ruedas de 200 mm (8"), de las cuales dos están provistas de freno.
- Manejo suave y fácil.
- Barandal de tubo de acero inoxidable AISI-304.
- Barandales que pueden desplazarse y manivela para obtener posición y Trendelemburg.
- Base y barandales de acero inoxidable.
- Protección perimetral de hule.
- Porta venoclisis de tubo de lámina de acero inoxidable.
- Plataforma en lámina de acero inoxidable AISI-304.
- Colchoneta de espuma de poliuretano.
- Ruedas giratorias de 200 mm de diámetro

ESPECIFICACIONES

- Largo:190 cm.
- Ancho:71 cm.
- Alto: 90 cm.
- Peso: 92 kgs.
- Lateral: Derecha e izquierda 15.
- Respaldo: 4 posiciones.
- Trendelemburg:15 °.
- Elevación: 15 °.
- El respaldo tiene movimiento de 60 °.
- La plataforma se inclina hacia la izquierda o derecha en un ángulo de 15 °.
- Pieceras.
- Dos porta venoclisis.
- Hombreras.
- Colchón de 50 mm (2").



Biomédica Peninsular

COTIZA CON NOSOTROS

☎ 9993610487

☎ 2211527690

✉ ventas.biomedicapeninsular@gmail.com

f Biomédica peninsular

📷 biomedicapeninsular

La mejor calidad del mercado la encuentras aquí.